




4970 | Kison

Marca: MAKITO

Categoria: Personal care

Cerotto termico riutilizzabile con effetto calore in una varietà di colori e di lunga durata.

Per l'attivazione, piegare la piastra metallica in modo che il cerotto si indurisca e si riscaldi.

Per il riutilizzo, riscaldare il cerotto con l'acqua in un contenitore fino a quando il gel all'interno ritorna allo stato liquido e premere nuovamente la piastra metallica.

Specifiche Tecniche:

- **Peso:** 64 g


Disponibilità Taglie

S/T

Colori disponibili




AMA



AZUL




FUCSI



ROJ



TRANS



VER